

## Пластырь фиксирующий Matopat Plastovis

ИМ-7.7733/2302

катушка, фиксирующий, нестерильный, основа  
тканевая, 1.25 см / 2.5 см / 5 см × 5 м / 9.14 м

TZMO S.A., Польша



### Характеристики

---

Исполнение	катушка
Тип	фиксирующий
Вид	нестерильный
Основа	тканевая
Размер	1.25 см / 2.5 см / 5 см × 5 м / 9.14 м

### Дополнительные характеристики

---

**Пластырь Plastovis** имеет традиционную тканевую основу, покрытую каучуковым клеем с добавлением оксида цинка. Пластырь обладает высокой механической прочностью и повышенной клеящей способностью.

Благодаря цинкооксидному клею, пластырь плотно прилегает к коже и надежно фиксирует любые повязки.

#### Применение:

- Для фиксации всех видов повязок
- Для крепления зондов, катетеров и других вспомогательных медицинских средств

#### Размеры:

- 1.25 см × 5 м
- 1.25 см × 9.14 м
- 2.5 см × 5 м
- 2.5 см × 9.14 м
- 5 см × 5 м
- 5 см × 9.14 м