

## Пластырь фиксирующий Yafho SiliFix

ИМ-7.118795

катушка, фиксирующий, основа силикон, 2.5 / 5 см × 3 / 5 м

Yafho Bio-Technology, Китай



### Характеристики

---

Исполнение	катушка
Тип	фиксирующий
Основа	силикон
Размер	2.5 / 5 см × 3 / 5 м

### Описание

---

**Фиксирующий пластырь Yafho SiliFix** – медицинское средство на силиконовой основе, предназначенное для надежного закрепления катетеров, дренажных трубок, зондов и первичных повязок. Благодаря использованию мягкого силиконового адгезива пластырь обеспечивает стабильную фиксацию, сводя к минимуму риск повреждения эпидермиса при смене покрытия, что делает его оптимальным выбором для пациентов с чувствительной, тонкой или поврежденной кожей.

Изделие выполнено из мягкого эластичного материала, который легко адаптируется к рельефу тела, не ограничивая подвижность. Силиконовый клей медицинского назначения сохраняет свои адгезивные свойства на протяжении всего периода использования, обеспечивая высокий уровень комфорта и безопасности.

#### Основные преимущества:

- атравматичное удаление – силиконовая основа минимизирует болевые ощущения и риск отслойки эпителия;
- гипоаллергенность – состав клея снижает вероятность возникновения раздражений и аллергических реакций;
- воздухопроницаемость – структура материала поддерживает естественный газообмен кожи;
- удобство применения – формат катушки позволяет отрезать фрагмент ленты необходимой длины;
- надежность – пластырь сохраняет фиксацию даже при длительном ношении.

### Варианты исполнения и артикулы

Артикул	Размер
842253	2.5×300 см
842250	2.5×500 см
842503	5×300 см
842500	5×500 см