


Пластырь фиксирующий Yafho Surgi-Fix

ИМ-7.118795

катушка, фиксирующий, основа нетканая, 5 / 10 / 15 /
20 см × 10 м

Yafho Bio-Technology, Китай



Характеристики

Исполнение	катушка
Тип	фиксирующий
Основа	нетканая
Размер	5 / 10 / 15 / 20 см × 10 м

Описание

Пластырь фиксирующий Yafho Surgi-Fix – медицинская самоклеящаяся лента в рулоне на мягкой нетканой основе. Изделие предназначено для надежной стабилизации первичных повязок всех типов, а также фиксации катетеров, дренажных трубок, зондов и других медицинских устройств. Благодаря эластичности материала пластырь легко адаптируется к сложным контурам тела, не ограничивая подвижность пациента и обеспечивая комфорт при длительном ношении.

Основа пластыря Surgi-Fix изготовлена из воздухопроницаемого нетканого материала, что предотвращает мацерацию кожи и создает благоприятные условия для газообмена. Гипоаллергенный адгезивный слой обеспечивает сильную фиксацию, сохраняя при этом бережное воздействие на кожные покровы при удалении.

Область применения:

- фиксация объемных и плоских повязок на послеоперационных ранах;
- закрепление внутривенных катетеров и канюль;
- стабилизация дренажей, трубок и зондов;
- защита кожи в местах возможного трения.

Варианты исполнения

Артикул	Размер
641051	5×1000 см
641101	10×1000 см
641151	15×1000 см
641201	20×1000 см

Основные преимущества:

- **Высокая эластичность:** пластырь тянется в поперечном направлении, что позволяет надежно фиксировать его на суставах и подвижных участках тела.
- **Гипоаллергенность:** медицинский клей минимизирует риск возникновения раздражения, сыпи или аллергических реакций.
- **Удобство использования:** наличие защитной бумаги с разделительной линией упрощает отрезание ленты нужной длины и её наложение.
- **Воздухопроницаемость:** структура материала позволяет коже «дышать», снижая риск мацерации под пластырем.
- **Атравматичность:** специальная методика удаления под углом 180 градусов сводит дискомфорт для пациента к минимуму.