

Пластырь фиксирующий Yafho TransFix

ИМ-7.118795

катушка, фиксирующий, основа пленочная, 5 / 10 / 15 /
20 см × 10 м

Yafho Bio-Technology, Китай



Характеристики

Исполнение	катушка
Тип	фиксирующий
Основа	пленочная
Размер	5 / 10 / 15 / 20 см × 10 м

Описание

Пластырь фиксирующий Yafho TransFix – это стерильная адгезивная повязка в рулоне на прозрачной пленочной основе. Изделие представляет собой тонкую, гибкую и «дышащую» пленку, предназначенную для создания надежного защитного барьера и фиксации медицинских устройств. Прозрачность материала позволяет медицинскому персоналу осуществлять визуальный контроль состояния раны или места пункции без снятия повязки.

Назначение:

- защита кожи от трения и воздействия влаги;
- фиксация первичных повязок, катетеров и других медицинских изделий;
- покрытие ран (включая ссадины, ожоги и хирургические разрезы) для поддержания влажной среды, способствующей заживлению.

Основные особенности:

- **Стерильность:** изделие стерилизовано этиленоксидом (ЭО), что позволяет использовать его непосредственно на раневых поверхностях.
- **Барьерная защита:** пленка служит надежным барьером для воды и бактерий, при этом сохраняя паропроницаемость и позволяя коже функционировать естественным образом.
- **Удобство применения:** формат рулона позволяет отрезать фрагмент необходимой длины в зависимости от размеров фиксируемого устройства или площади раны.
- **Длительный срок ношения:** пластырь может оставаться на коже до 7 дней при отсутствии признаков инфекции или загрязнения.

Варианты исполнения

Артикул	Размер
644051	5×1000 см
644101	10×1000 см
644151	15×1000 см
644201	20×1000 см