

Пластырь ленточной формы Matopat Classic

ИМ-7.7733/2302

пластырь, бактерицидный, нестерильный, основа
тканевая, 6×50 см

TZMO S.A., Польша



Характеристики

Исполнение	пластырь
Тип	бактерицидный
Вид	нестерильный
Основа	тканевая
Размер	6×50 см

Дополнительные характеристики

Пластырь ленточной формы Matopat Classic на тканевой основе. Особенно рекомендуются для лиц с нормальным типом кожи.

Размер: 6×50 см

Особенности:

- ☐ Эластичный
- ☐ Прочный
- ☐ Впитывающий
- ☐ Дышащий
- ☐ Тонкий
- ☐ Биосовместимый