

Пластырь-повязка ИТ Oper dres

ИМ-7.105232 до 04.05.2022

повязка, хирургический, стерильный, основа нетканая, 7.2×5 см / 9×5 см / 9×10 см / 9×15 см / 9×20 см / 9×25 см / 9×30 см / 9×35 см, паропроницаемый, гипоаллергенный, в упаковке 100 шт.



Iberhospitex, S.A., Испания

Характеристики

Исполнение	повязка
Тип	хирургический
Вид	стерильный
Основа	нетканая
Размер	7.2×5 см / 9×5 см / 9×10 см / 9×15 см / 9×20 см / 9×25 см / 9×30 см / 9×35 см
Паропроницаемый	Да
Гипоаллергенный	Да
Количество в упаковке	100 шт.

Дополнительные характеристики

Предназначена для перевязки хирургических ран с умеренной экссудацией, а также для стерильного ухода за незначительными повреждениями кожи.