

## Пластыри бактерицидные ИТ Oper plast spot

ИМ-7.105232 до 04.05.2022

пластырь, бактерицидный, нестерильный, основа нетканая, диаметр 2.3 см, водостойкий, паропроницаемый, гипоаллергенный, в упаковке 30 шт.

Iberhospitex, S.A., Испания



### Характеристики

---

Исполнение	пластырь
Тип	бактерицидный
Вид	нестерильный
Основа	нетканая
Размер	диаметр 2.3 см
Водостойкий	Да
Паропроницаемый	Да
Гипоаллергенный	Да
Количество в упаковке	30 шт.

### Дополнительные характеристики

---

Для ухода и защиты небольших порезов и ссадин, защиты места инъекции, защиты от загрязнения.