

Пластырь медицинский Superfix на операционные швы

ИМ-7.118224

повязка, хирургический, стерильный, основа нетканая,  
6×7 см / 6×10 см / 6×7 см / 9×10 см / 9×15 см / 9×20 см  
/ 9×25 см / 9×30 см

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., Южная Корея



Характеристики

Исполнение	повязка
Тип	хирургический
Вид	стерильный
Основа	нетканая
Размер	6×7 см / 6×10 см / 6×7 см / 9×10 см / 9×15 см / 9×20 см / 9×25 см / 9×30 см

Описание

**Superfix** – пластыри медицинские на нетканой основе на операционные швы.

**Назначение:** для защиты ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в чистую рану извне.

Размеры:

- 6×7 см
- 6×10 см
- 6×7 см
- 9×10 см
- 9×15 см
- 9×20 см
- 9×25 см
- 9×30 см

