

Пластыри бактерицидные Amed Waterproof

ИМ-7.107250/1907 до 24.01.2024

пластырь, бактерицидный, нестерильный, основа пленочная, 1.9×7.6 см / 2.5×7.6 см / Ø 2.2 см, водостойкий, паропроницаемый, в упаковке 20 шт. / 300 шт.

Forans Eesti AS, Эстония



Характеристики

Исполнение	пластырь
Тип	бактерицидный
Вид	нестерильный
Основа	пленочная
Размер	1.9×7.6 см / 2.5×7.6 см / Ø 2.2 см
Водостойкий	Да
Паропроницаемый	Да
Количество в упаковке	20 шт. / 300 шт.

Дополнительные характеристики

Пластыри A-med Waterproof – водонепроницаемые бактерицидные пластыри. Изготовлены из дышащего, перфорированного полимерного материала. Грязеотталкивающие.

Рекомендованы для защиты небольших ран и царапин.

Варианты комплектации:

Исполнение	Состав (размеры, кол-во)
№ 20	Ø 2.2 см - 4 шт. 1.9×7.6 см - 10 шт. 2.5×7.6 см - 6 шт.
№ 300	1.9×7.6 см - 300 шт.