

Пластыри бактерицидные Medrull Aqua Resist

ИМ-7.107250/1907 до 24.01.2024

пластырь, бактерицидный, нестерильный, основа пленочная, 1.9×7.2 см / 2.5×7.2 см / Ø 2.2 см, водостойкий, паропроницаемый, гипоаллергенный, в упаковке 10 шт. / 20 шт. / 200 шт. / 400 шт.

Forans Eesti AS, Эстония



Характеристики

Исполнение	пластырь
Тип	бактерицидный
Вид	нестерильный
Основа	пленочная
Размер	1.9×7.2 см / 2.5×7.2 см / Ø 2.2 см
Водостойкий	Да
Паропроницаемый	Да
Гипоаллергенный	Да
Количество в упаковке	10 шт. / 20 шт. / 200 шт. / 400 шт.

Дополнительные характеристики

Medrull Aqua Resist – универсальные водостойкие пластыри, защищающие рану от попадания влаги и грязи. Легко удаляются с кожи, не оставляя следов, не нанося повреждений и не отделяя пластырную массу от носителя.

Материал:

- Пластыри изготовлены из перфорированного полимерного материала. Благодаря перфорации не препятствуют доступу воздуха к коже.
- Абсорбирующая подушечка изготовлена из вискозы и обладает высокой впитываемостью.
- Верхняя часть подушечки обработана полипропиленом, что защищает от прилипания пластыря к поврежденной поверхности кожи.

Свойства: водонепроницаемые, гипоаллергенные, эластичные, дышащие, плотно прилегающие.

Варианты комплектации:

Исполнение	Состав (размеры, кол-во)
№ 10	1.9×7.2 см - 6 шт. 2.5×7.2 см - 4 шт.
№ 20	1.9×7.2 см - 10 шт. 2.5×7.2 см - 6 шт. Ø 2.2 см - 4 шт.
№ 200	1.9×7.2 см - 200 шт.
№ 200	2.5×7.2 см - 200 шт.
№ 400	Ø 2.2 см - 400 шт.