

Пластыри мозольные Бимед гидроколлоидные для влажных мозолей

ИМ-7.102191/1712 до 27.12.2022

пластырь, мозольный, нестерильный, основа гидрогель, 4.4×6.9 см / 2×6 см, водостойкий, в упаковке 5 шт.

Бимед ООО, Беларусь



Характеристики

Исполнение	пластырь
Тип	мозольный
Вид	нестерильный
Основа	гидрогель
Размер	4.4×6.9 см / 2×6 см
Водостойкий	Да
Количество в упаковке	5 шт.

Дополнительные характеристики

Пластыри мозольные Бимед гидроколлоидные для влажных мозолей относятся к группе современных активных повязок, которые не только защищают рану и изолируют ее от внешних факторов, но и активно воздействуют на ее внутреннюю среду.

Вступая в контакт с мозольной жидкостью, гидроколлоидная масса образует защитную подушечку, которая изолирует рану от давления и трения. Впитывая жидкость из мозоли, она создает идеальные условия для заживления.

Свойства пластырей:

- влагостойкие, что допускает контакт с водой;
- поддерживают естественный уровень влажности мозоли, способствуя благоприятному заживлению;
- уменьшают боль от влажных мозолей;
- защищают мозоли от натирания и позволяют избежать попадания инфекций;
- обладают повышенной надежностью приклеивания, держатся более 24 часов;
- обеспечивают быстрое заживление кожи.

Ассортимент:

№5 large (4.4×6.9 см – 5 шт.)

№5 small (2×6 см – 5 шт.)

№5 medium ассорти (4.4×6.9 см – 3 шт., 2×6 см – 2 шт.)