

Пластыри мозольные Бимед от сухих мозолей и бородавок

ИМ-7.97588/2107

пластырь, мозольный, нестерильный, основа тканевая
/ пленочная, 6×4 см / 7.2×2 см / Ø12 мм / Ø8 мм,
водостойкий, гипоаллергенный, в упаковке 3 шт. / 5
шт. / 8 шт. / 9 шт.

Бимед ООО, Беларусь



Характеристики

Исполнение	пластырь
Тип	мозольный
Вид	нестерильный
Основа	тканевая / пленочная
Размер	6×4 см / 7.2×2 см / Ø12 мм / Ø8 мм
Водостойкий	Да
Гипоаллергенный	Да
Количество в упаковке	3 шт. / 5 шт. / 8 шт. / 9 шт.

Дополнительные характеристики

Пластыри мозольные Бимед от сухих мозолей и бородавок изготовлены на полимерной или хлопковой основе с нанесенным на нее липким слоем с добавлением салициловой кислоты. Водонепроницаемы. Относятся к нестерильным изделиям.

Действующее вещество: (35-40)% салициловая кислота / Salicylic acid.

Фармакологическое действие: оказывают кератолитическое действие – позволяют безболезненно удалить бородавки и мозоли за счет постепенного размягчения и растворения поврежденных тканей действующим веществом.

Показания к применению: для удаления бородавок и мозолей на коже человека.

Ассортимент:

№3 (6×4 см – 3 шт.)

№5 (7.2×2 см – 5 шт.)

№8 (Ø12 мм – 8 шт.)

№9 (Ø8 мм – 9 шт.)