

Пластыри мозольные Бимед с гелевыми подушками для влажных мозолей

ИМ-7.102191/1712 до 27.12.2022

пластырь, мозольный, нестерильный, основа пленочная, 7×2.4 см / 7×3.8 см, водостойкий, в упаковке 6 шт.

Бимед ООО, Беларусь



Характеристики

Исполнение	пластырь
Тип	мозольный
Вид	нестерильный
Основа	пленочная
Размер	7×2.4 см / 7×3.8 см
Водостойкий	Да
Количество в упаковке	6 шт.

Дополнительные характеристики

Пластыри мозольные Бимед с гелевыми подушками для влажных мозолей изготовлены из материала на уникальной прозрачной сверхтонкой полиуретановой основе, которая имеет превосходные эластичные свойства и гарантирует высокую влагостойкость.

Абсорбирующая накладка в этом виде пластырей выполнена из самоклеящейся гидроколлоидной массы.

Вступая в контакт с мозольной жидкостью, гидроколлоидная масса образует защитную подушечку, которая изолирует рану от давления и трения. Впитывая жидкость из мозоли, она создает идеальные условия для заживления.

Свойства пластырей:

- влагостойкие;
- сверхтонкие (мало ощутимые);
- очень упругие и приспособляемые к любой части тела;
- обладают повышенной надежностью приклеивания;
- обладают ранозаживляющим действием.

Гидроколлоидный пластырь намного эффективнее, чем обычный. Как настоящая «вторая кожа» пластыри Бимед для влажных мозолей ускоряют процесс заживления и обеспечивают комфортные ощущения.

Ассортимент:

- 7×2.4 см – 6 шт.

- 7×3.8 см – 6 шт.