

## Пленка рентгеновска Dentix Panoramic Green

ИМ-7.96956/1510 до 02.10.2020

стоматологическая, экстраоральная,  
зелёночувствительная, размер 150×300 мм, 3.45 г  
Ag/кв.м, листов 100 шт.

Foma Bohemia spol. s r.o., Чехия



### Характеристики

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Назначение         | стоматологическая    |
| Рентгенография     | экстраоральная       |
| Тип пленки         | зелёночувствительная |
| Размер             | 150×300 мм           |
| Содержание серебра | 3.45 г Ag/кв.м       |
| Количество листов  | 100 шт.              |

### Дополнительные характеристики

**DENTIX PANORAMIC Green** – высококачественная зеленочувствительная пленка, отличающаяся высоким контрастом и низким уровнем вуали, предназначенная для использования с зелеными усиливающими экранами.

**Размеры:** 15×30 см (в упаковке 100 листов)

#### Применение

Пленку можно использовать для всех внеротовых радиографических техник:

- Панорамная томография
- Цефалометрия
- Рентгенография для ортодонтической диагностики
- Пленка предназначена для использования с усиливающими экранами, эмитирующими в зеленой области спектра.
- Пленку можно использовать со стандартными усиливающими экранами всех известных изготовителей (напр. AGFA, CAWO, MCI OPTONIX, KODAK, FUJI и т.д.), эмитирующими в упомянутых областях спектра.
- Можно использовать экраны AGFA CP-G (400), Rarex Green Medium (200), Rarex Green Regular (400).