

Пленка рентгеновская Dentix E

ИМ-7.96956/1510 до 02.10.2020

стоматологическая, интраоральная,
зелёночувствительная, размер 22×35 мм / 30.5×40.5
мм, 21.5 г Ag/кв.м, листов 1 шт. / 2 шт.

Foma Bohemia spol. s r.o., Чехия



Характеристики

Назначение	стоматологическая
Рентгенография	интраоральная
Тип пленки	зелёночувствительная
Размер	22×35 мм / 30.5×40.5 мм
Содержание серебра	21.5 г Ag/кв.м
Количество листов	1 шт. / 2 шт.

Дополнительные характеристики

Dentix E – это рентгеновская пленка высшей чувствительности (согласно ISO классу E), отличающаяся высокой контрастностью, малой зернистостью изображения, высоким качеством изображения и отличной разрешающей способностью. Эта пленка предназначена для использования в стоматологической диагностике при интраоральной съемке.

Основа

Dentix E изготавливается на голубой полиэфирной основе толщиной 0.175 мм. Пленка с обеих сторон покрыта защитными слоями, предохраняющими ее от механических повреждений и от электростатических разрядов.

Формат ISO	Размер	Листов в пакете	Пакетов в упаковке
0	2.2×3.5 см	1 шт.	100 шт.
2	3.05×4.05 см	1 шт.	150 шт.
2	3.05×4.05 см	2 шт.	130 шт.