

Подогревательный столик YD-B

нагревающий модуль, стол вырезки 300×290 мм, 0-90 °C

Jinhua Yidi Medical Appliance, Китай



Характеристики

Тип	нагревающий модуль
-----	--------------------

Модуль нагрева

Размер стола вырезки	300×290 мм
Температура нагрева	0-90 °C

Описание

YD-B – компактный нагревательный столик с тефлоновым покрытием и защитой от царапин.

Характеристики

Вместимость	40 предметных стекол
Температура	0-90°C (устанавливается произвольно)
Точность контроля температуры	±0.5°C
Габариты	370×330×130 мм

Особенности:

- При внезапном отключении питания машина может продолжить работу и автоматически исправить ошибку при повторном включении питания.
- Автоматическое запоминание настройки температуры и режима работы.
- На жидкокристаллическом дисплее отображается текущая температура и предустановленная температура.
- Специальный материал с высокой стойкостью к истиранию и коррозии.

Комплект поставки:

- подогреваемый столик
- провод питания
- предохранитель – 2 шт.
- руководство по эксплуатации