

## Подставка медицинская под таз Артинокс АТ-В010 с полкой

ИМ- 7.109069 до 22.10.2025

для использованных материалов, основание на колёсах, каркас металл, 400×800×500 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



### Характеристики

---

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Назначение                       | для использованных материалов |
| Основание                        | на колёсах                    |
| Конструкция каркаса              | сварная                       |
| Материал каркаса                 | металл                        |
| Характеристика материала каркаса | нержавеющая сталь             |
| Съемная емкость                  | Да                            |
| Колеса                           | Да                            |
| Размер                           | 400×800×500 мм                |

### Дополнительные характеристики

---

#### Подставка с полкой и двумя тазами АТ-В010 Артинокс.

- нержавеющая сталь;
- 1 таз из нержавеющей стали (8.5-9 л);
- полка 400×500, мм;
- 4 колеса Ø50 мм (2 – с тормозом)
- высота 800 мм.