medca+alog

Подставка медицинская под таз Артинокс АТ-В010 с полкой

ИМ-7.109069 до 22.10.2025

для использованных материалов, основание на колёсах, каркас металл, 400×800×500 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Назначение для использованных материалов

Основание на колёсах

Конструкция каркаса сварная

Материал каркаса металл

Характеристика материала каркаса нержавеющая сталь

Съемная емкость Да

Колеса Да

Размер 400×800×500 мм

Дополнительные характеристики

Подставка с полкой и двумя тазами АТ-В010 Артинокс.

- нержавеющая сталь;
- 1 таз из нержавеющей стали (8.5-9 л);
- полка 400×500, мм;
- 4 колеса Ø50 мм (2 c тормозом)
- высота 800 мм.