

Подставка медицинская под таз Артинокс АТ-В04 / АТ-В04v

ИМ- 7.109069 до 22.10.2025

для использованных материалов, основание на колёсах / пятилучевое, каркас металл, 550×815 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Назначение	для использованных материалов
Основание	на колёсах / пятилучевое
Конструкция каркаса	сварная
Материал каркаса	металл
Характеристика материала каркаса	нержавеющая сталь / полимерное покрытие
Съемная емкость	Да
Колеса	Да
Размер	550×815 мм

Дополнительные характеристики

Подставка с двумя тазами АТ-В04 Артинокс.

- **каркас:** нержавеющая сталь (**АТ-В04v** - метал в полимере) 1 таз из нержавеющей стали (4 л);
- 5-ти лучевое основание на колесах Ø50 мм, диаметр основания 550 мм, высота 815 мм.