

## Подставка под медицинскую технику ПМ20-12М

ИМ-7.95711/1509 до 30.09.2020

тип открытый, материал металл, конструкция сварная,  
на колесах, с поддоном, с полками, нагрузка на полку  
70 кг, 942×650×885 мм

Витязь ОАО, Беларусь



### Характеристики

---

Тип	открытый
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь
Конструкция	сварная
Колеса	Да
Поддоны	Да
Полки	Да
Допустимая нагрузка на уровень	70 кг

### Габариты

---

Размер	942×650×885 мм
Длина	942 мм
Ширина	650 мм
Высота	885 мм

### Дополнительные характеристики

---

Масса подставки 21 кг.