

Подставка под медицинскую технику ПМ40-11М

ИМ-7.95711/1509 до 30.09.2020

тип открытый, материал металл, конструкция сварная,
на колесах, с полками, нагрузка на полку 90 кг,
1056×780×885 мм

Витязь ОАО, Беларусь



Характеристики

Тип	открытый
Материал	металл
Характеристика материала	сталь
Конструкция	сварная
Колеса	Да
Полки	Да
Ручки	Да
Допустимая нагрузка на уровень	90 кг

Габариты

Размер	1056×780×885 мм
Длина	1056 мм
Ширина	780 мм
Высота	885 мм

Дополнительные характеристики

Масса подставки 25 кг.