

Подставка под медицинскую технику ПМ40-12М

ИМ-7.95711/2105

тип открытый, материал металл, конструкция сварная,
на колесах, с полками, нагрузка на полку 85 кг,
1056×780×885 мм

Витязь ОАО, Беларусь



Характеристики

Тип	открытый
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь
Конструкция	сварная
Колеса	Да
Полки	Да
Ручки	Да
Допустимая нагрузка на уровень	85 кг

Габариты

Размер	1056×780×885 мм
Длина	1056 мм
Ширина	780 мм
Высота	885 мм

Дополнительные характеристики

Масса подставки 24 кг.