

Подставка под медицинскую технику ПМ80-11С

ИМ-7.95711/1509 до 30.09.2020

тип открытый, материал металл, конструкция сварная,
на колесах, с полками, нагрузка на полку 100 кг,
985×675×800 мм

Витязь ОАО, Беларусь



Характеристики

Тип	открытый
Материал	металл
Характеристика материала	сталь
Конструкция	сварная
Колеса	Да
Полки	Да
Допустимая нагрузка на уровень	100 кг

Габариты

Размер	985×675×800 мм
Длина	985 мм
Ширина	675 мм
Высота	800 мм

Дополнительные характеристики

Масса подставки 26 кг.