

## Полка медицинская навесная одностворчатая ПМН-1

ИМ-7.108896 до 02.10.2025

полка, навесная, универсальная, материал металл,  
200-500×300-700×500-1000 мм, вес не более 15 кг,  
максимальная нагрузка 10 кг

БелЭЗ РУП, Беларусь



### Характеристики

---

Тип	полка
Вид	навесная
Назначение	универсальная
Материал	металл
Характеристика материала	полимерное покрытие
Конструкция	сборная
Дверца	Да
Полка	Да
Петли	Да

### Габариты

---

Размер	200-500×300-700×500-1000 мм
Длина	от 200 до 500 мм
Ширина	от 300 до 700 мм
Высота	от 500 до 1000 мм
Вес	не более 15 кг
Допустимая нагрузка	10 кг

### Дополнительные характеристики

---

Полка предназначена для навешивания в помещениях медицинского или административного назначения. В полке можно хранить предметы медицинского назначения: медикаменты, инструменты, расходные материалы,

медицинскую документацию, посуду, постельные принадлежности и др.

Габариты:

Ширина - от 300 до 700 мм;

Глубина - от 200 до 500 мм;

Высота - от 500 до 1000 мм.

Масса шкафа - не более 15 кг.