

## Полоски диагностические Уротест-1 для определения кислотности мочи

ИМ-7.4739/2107

тест-полоски, система открытая, рН, метод определения полуколичественный

Белбиомедтест ОДО, Беларусь



### Характеристики

---

Тип	тест-полоски
Система	открытая
Параметр определения	рН
Метод	полуколичественный
Материал исследования	моча

### Дополнительные характеристики

---

**Полоски диагностические Уротест-1 для определения кислотности мочи** предназначены для полуколичественного определения кислотности мочи – рН, в том числе в домашних условиях (для диагностики in vitro).

Показатель определения рН мочи указывает на метаболизм, функционирование почек, фильтрацию крови, свидетельствует о характере работы выделительной системы.

#### **Диагностическая значимость определения**

Полуколичественное определение рН используется в качестве вспомогательного метода. Норма рН мочи составляет 5.0-6.0 ед. Отклонения от нормативных значений дает основание предполагать патологические дисфункции внутренних органов, болезни почек, мочекаменную болезнь, инфекции мочеполовой системы, заболевания пищеварительной системы, превышение физиологических нагрузок и др.