

Полустельки ортопедические 09P

ИМ-7.105829/2206

полустелька, назначение коррекция плоско-
вальгусных стоп / профилактика и коррекция
продольно-поперечного плоскостопия, материал кожа
/ пластик, размеры 35-46 см

ОРТО.НИК ООО, Россия



Характеристики

Тип	полустелька
Детские	Да
Назначение	коррекция плоско-вальгусных стоп / профилактика и коррекция продольно-поперечного плоскостопия
Материал	кожа / пластик
Клеевой фиксатор	Да
Женские	Да
Мужские	Да
Размеры	35-46 см

Дополнительные характеристики

Рекомендуются для лечения и профилактики продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия, вальгусной и плоско-вальгусной установки стоп. Снимают усталость и боли в ногах, снижают ударную нагрузку на суставы стоп, коленные, тазобедренные суставы и позвоночник. Особенности: поддержка продольного и поперечного свода стопы, амортизатор под пяткой; пружинящий каркас из сверхпрочного пластика, пелот под поперечный свод из мягкого несминаемого латекса; снабжены клеевым аппликатором для надежной фиксации в обуви; предназначены для использования в закрытой стандартной и модельной обуви. Противопоказания: фиксированные деформации стопы; синдром диабетической стопы; открытые повреждения мягких тканей стопы; недостаточная циркуляция крови в конечностях.