

Полустельки ортопедические 27М

ИМ-7.105829/2206

полустелька, назначение профилактика и коррекция продольно-поперечного плоскостопия / уменьшение ударной нагрузки на стопу, материал кожа / пластик, размеры 35-42 см

ОРТО.НИК ООО, Россия



Характеристики

Тип	полустелька
Детские	Да
Назначение	профилактика и коррекция продольно-поперечного плоскостопия / уменьшение ударной нагрузки на стопу
Материал	кожа / пластик
Клеевой фиксатор	Да
Женские	Да
Мужские	Да
Размеры	35-42 см

Дополнительные характеристики

Используются для лечения и профилактики поперечного плоскостопия, создания комфорта при ходьбе в обуви с высоким каблуком. Применяются при болях в ногах, снижения ударной нагрузки на передней отдел стопы. Особенности: мягко поддерживают поперечный свод стопы, благодаря наличию каплевидного валика; идеально подходят для вставки в обувь с высотой каблука 6 и более сантиметров; покрытие из натуральной кожи с дополнительной перфорацией обеспечивают создание необходимого микроклимата в обуви; клеевой аппликатор на нижней поверхности полустелек надежно фиксирует изделие в обуви. Противопоказания: синдром диабетической стопы; фиксированные деформации стопы; открытые повреждения мягких тканей стопы; недостаточная циркуляция крови в конечностях.