

Полустельки ортопедические 61K

ИМ-7.105829/2206

полустелька, назначение профилактика и коррекция продольно-поперечного плоскостопия / уменьшение ударной нагрузки на стопу, материал кожа / пластик, размеры 35-42 см

ОРТО.НИК ООО, Россия



Характеристики

Тип	полустелька
Назначение	профилактика и коррекция продольно-поперечного плоскостопия / уменьшение ударной нагрузки на стопу
Материал	кожа / пластик
Клеевой фиксатор	Да
Женские	Да
Мужские	Да
Размеры	35-42 см

Дополнительные характеристики

Рекомендуются для лечения и профилактики поперечного плоскостопия, создания комфорта при ходьбе в обуви с высоким каблуком. Снимают усталость и боли в ногах, снижают ударную нагрузку на передний отдел стопы. Состав: верхний слой – натуральная кожа; валик – вспененный латекс; нижний слой – вспененный латекс. Особенности: покрытие из натуральной кожи с дополнительной перфорацией обеспечивают создание необходимого микроклимата в обуви; мягкий амортизатор из вспененного латекса существенно уменьшает нагрузку на область основания пальцев, обеспечивая комфортную носку и снижая риск образования натоптышей; клеевой аппликатор на нижней поверхности полустелек надежно фиксирует изделие в обуви. Противопоказания: синдром диабетической стопы; фиксированные деформации стопы; открытые повреждения мягких тканей стопы; недостаточная циркуляция крови в конечностях.