

Полустельки ортопедические 72K

ИМ-7.105829/2206

полустелька, назначение профилактика и коррекция продольно-поперечного плоскостопия / уменьшение ударной нагрузки на стопу, материал кожа / пластик, размеры 35-42 см

ОРТО.НИК ООО, Россия



Характеристики

Тип	полустелька
Детские	Да
Назначение	профилактика и коррекция продольно-поперечного плоскостопия / уменьшение ударной нагрузки на стопу
Материал	кожа / пластик
Клеевой фиксатор	Да
Женские	Да
Мужские	Да
Размеры	35-42 см

Дополнительные характеристики

Рекомендуются как профилактические стельки, а также при выраженном плоскостопии (продольном, поперечном, комбинированном). Мягко поддерживают своды стопы, защищают суставы стоп от деформации; снижают нагрузку на стопу при ходьбе, защищают ногу от усталости, предотвращают появление болей при ходьбе. Особенности: предназначены для комфорта и снятия болевых ощущений; могут использоваться в открытой и модельной обуви; использование натуральной овечьей кожи позволяет ноге дышать, способствует созданию оптимального микроклимата в обуви; нижнее покрытие из материала «Carbosane» препятствует скольжению полустельки в обуви, дополнительно амортизирует при ходьбе; полустельки занимают минимум места в обуви, не уменьшая ее глубину; клеевой аппликатор на нижней поверхности полустелек надежно фиксирует изделие в обуви. Противопоказания: фиксированные деформации стопы; синдром диабетической стопы; открытые повреждения мягких тканей стопы; недостаточная циркуляция крови в конечностях.