

Полустельки ортопедические 73K

ИМ-7.105829/2206

полустелька, назначение уменьшение ударной нагрузки на стопу, материал кожа / пластик, размеры 35-42 см

ОРТО.НИК ООО, Россия



Характеристики

Тип	полустелька
Назначение	уменьшение ударной нагрузки на стопу
Материал	кожа / пластик
Клеевой фиксатор	Да
Женские	Да
Мужские	Да
Размеры	35-42 см

Дополнительные характеристики

Предназначены для создания комфорта и снятия боли в обуви со средним и высоким каблуком. Могут использоваться в открытой обуви. Особенности: мягко поддерживают поперечный свод стопы, благодаря наличию Т-образного валика из материала «Carbosane»; использование овечьей кожи позволяет ноге «дышать», способствует созданию оптимального микроклимата в обуви; нижнее покрытие из материала «Carbosane» препятствует скольжению полустельки в обуви, дополнительно амортизирует при ходьбе; полустельки занимают минимум места в обуви, не уменьшая ее глубину; клеевой аппликатор на нижней поверхности полустелек надежно фиксирует изделие в обуви. Противопоказания: синдром диабетической стопы; фиксированные деформации стопы; открытые повреждения мягких тканей стопы; недостаточная циркуляция крови в конечностях.