

## Помпа для лечения ран Foryou NPWT Pro

ИМ-7.117021

вакуум непрерывный / прерывистый, 55-225 мм рт.ст.

4L Health, Китай



### Характеристики

---

Режимы	непрерывный / прерывистый
Вакуум	55-225 мм рт.ст.

### Описание

---

**Аппарат для лечения ран отрицательным давлением Foryou NPWT Pro** – медицинское устройство, предназначенное для ускорения заживления различных типов ран путем создания контролируемого отрицательного давления в области раневого ложа. Система способствует уменьшению отека тканей, усилению местной микроциркуляции, активному формированию грануляционной ткани и эффективному удалению экссудата в герметичный контейнер.

Аппарат сочетает в себе высокую производительность и портативность, что позволяет использовать его как в условиях стационара, так и при необходимости перемещения пациента.

### Ключевые преимущества и функциональные возможности

- **Два режима терапии:** возможность выбора между продолжительным (постоянным) и прерывистым режимами работы.
- **Высокая автономность:** встроенная литий-полимерная батарея обеспечивает до 40 часов непрерывной работы.
- **Интеллектуальный мониторинг:** система в реальном времени контролирует уровень давления, степень герметичности повязки и температуру устройства.
- **Безопасность пациента:** многоуровневая система визуальных и звуковых сигналов тревоги (низкий заряд, разгерметизация, перегрев, системная ошибка).
- **Удобство управления:** большой ЖК-дисплей с интуитивно понятным интерфейсом, функция автоматической блокировки клавиатуры для предотвращения случайного изменения настроек.
- **Индикатор степени герметичности:** графическое отображение качества наложения повязки помогает медицинскому персоналу оперативно выявлять и устранять утечки вакуума.

### Характеристики помпы Foryou NPWT Pro

<b>Диапазон вакуума</b>	от -55 до -225 мм рт. ст.
<b>Максимальный поток</b>	4.3 л/мин
<b>Режимы лечения</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• продолжительный</li><li>• прерывистый</li></ul>
<b>Время автономной работы</b>	40 ч
<b>Время зарядки батареи</b>	~4 ч
<b>Объем контейнера для аспирации</b>	800 мл
<b>Вес</b>	2.4 кг
<b>Размеры</b>	270×228×205 мм

### Расходные материалы к помпам Foryou NPWT Pro:

- Наборы для вакуумной терапии ран DK10 (одноразовые, стерильные)
- Контейнеры для аспирации CA32