

Инсулиновая помпа Medtronic MiniMed Paradigm Veo MMT-754

ИМ-7.105250 до 04.05.2022

инсулиновая помпа, режим базально-болюсной, тип инсулина короткий / ультракороткий, болюс двойной / квадратный, шаг болюса 0.1 ед./час / 0.5 ед./час / 1 ед./час, 48 базальных интервалов в сутки, время базального интервала 30 мин, шаг базального инсулина 0.05 ед., память, пульт ДУ, система оповещений

Medtronic MiniMed, США

