

Портативный фетальный доплер Интеграл ДПФ

ИМ-7.116819

для одноплодной беременности, предродовой

Интеграл ОАО, Беларусь



Характеристики

Назначение	для одноплодной беременности
Мониторинг плода	предродовой

Описание

Фетальный доплер ДПФ – портативное устройство для определения частоты сердечных сокращений плода (ЧССП). Может использоваться в больнице, клинике и на дому для ежедневной самопроверки беременной женщины, осуществляя ранний мониторинг и заботу о жизни.

Диапазон измерения: от 50 до 240 уд./мин

Ультразвуковой зонд: 2.5 МГц

Электропитание: две батарейки по 1.5 В (AA), время работы более 4 часов.

Размеры: 60×50×150 мм

Вес: 150 г