

Потолочная консоль Mindray HyPort B30

ИМ-7.111162 до 27.12.2026

позиционирование вертикальное, тип крепления
потолочный, розетка, длина рабочей секции 1500 мм,
нагрузка на секцию 80 кг

Mindray Co., Ltd., Китай



Характеристики

Позиционирование	вертикальное
Тип крепления	потолочный
Материал	металл
Клапанная система	Да
Розетка	Да
Длина рабочей секции	1500 мм
Нагрузка на секцию	80 кг

Дополнительные характеристики

Подвесная система Mindray HyPort B30 – это простая, компактная и экономичная потолочная консоль для размещения анестезиологического и хирургического оборудования, предназначенная для использования в операционных и отделениях интенсивной терапии.

Преимущества HyPort B30

- Занимает мало места благодаря компактному дизайну колонны.
- Легко использовать для ухода благодаря небольшому весу.
- Гигиеничная поверхность с антибактериальным покрытием.
- Встроенные направляющие для принадлежностей; отсутствие выступающих винтов.

Грузоподъемность: 80 кг.

Поворот: 340°.

Модификации: без кронштейна / кронштейн 750 мм / 2 кронштейна 750 + 750 мм.