

Пластырь-повязка Molnlycke Mepore

ИМ-7.107676 до 18.07.2024

повязка, хирургический, стерильный, основа нетканая,  
6×7 см / 9×10 см / 9×15 см / 9×20 см / 9×25 см / 9×30  
см / 9×35 см, паропроницаемый

Molnlycke Health Care AB, Швеция



Характеристики

|                 |                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Исполнение      | повязка                                                            |
| Тип             | хирургический                                                      |
| Вид             | стерильный                                                         |
| Основа          | нетканая                                                           |
| Размер          | 6×7 см / 9×10 см / 9×15 см / 9×20 см / 9×25 см / 9×30 см / 9×35 см |
| Паропроницаемый | Да                                                                 |

Дополнительные характеристики

Повязка самоклеющаяся воздухопроницаемая абсорбирующая MEPORE.

**Назначение:** послеоперационные раны, поверхностные ожоги, порезы и ссадины.