

Повязка для фиксации катетеров Yafho SecureFix

ИМ-7.118795

повязка, хирургический, для катетеров, стерильный,
основа пленочная

Yafho Bio-Technology, Китай



Характеристики

Исполнение	повязка
Тип	хирургический
Для катетеров	Да
Вид	стерильный
Основа	пленочная

Описание

Повязка для фиксации внутривенных катетеров SecureFix – стерильное адгезивное покрытие на пленочной основе, специально разработанное для надежного закрепления периферических внутривенных катетеров. Изделие обеспечивает стабильную фиксацию устройства, предотвращая его смещение и минимизируя риск механического повреждения интимы сосуда, а прозрачная основа позволяет медицинскому персоналу осуществлять непрерывный визуальный контроль места пункции.

Повязка изготовлена из высокотехнологичной полиуретановой пленки с использованием гипоаллергенного медицинского клея, что делает её безопасной для пациентов с чувствительной кожей. Наличие специальной бумажной рамки облегчает процесс аппликации, обеспечивая точность наложения и плотное прилегание краев.

Основные особенности и преимущества:

- **Надежная стабилизация:** адгезивный слой гарантирует прочную фиксацию катетера на весь период его нахождения в вене.
- **Барьерная функция:** полиуретановая пленка служит надежным барьером для бактерий и вирусов, при этом сохраняя оптимальную паропроницаемость.
- **Гипоаллергенность:** использование медицинского клея сводит к минимуму риск возникновения раздражений или аллергических реакций.
- **Удобство использования:** бумажная рамка предотвращает склеивание пленки в процессе наложения и облегчает разглаживание краев.

- **Стерильность:** изделия проходят стерилизацию этиленоксидом (ЭО), что исключает риск вторичного инфицирования места прокола.

Размерный ряд и артикулы

Артикул	Размер
623279	4.4×4.4 см
623114	3.5×4.5 см
623251	4.4×6 см
623252	5×5.7 см
623309	6×8 см
623271 / 623272	6×7 см
623115	6.5×7 см
623116 / 623277	7×8.5 см
623419 / 623270	7×9 см
600328	7×9.5 см
623273	8.5×10.5 см
623178	8.5×11.5 см
623117 / 623275	10×12 см