

Повязка для закрытия ран Yafho стягивающая

ИМ-7.118795

повязка, для бесшовного сведения ран, стерильный,
1.2×7 см / 2×9 см / 4×7 см / 6×7 см / 8×7 см / 16×7 см /
24×7 см

Yafho Bio-Technology, Китай



Характеристики

Исполнение	повязка
Тип	для бесшовного сведения ран
Вид	стерильный
Размер	1.2×7 см / 2×9 см / 4×7 см / 6×7 см / 8×7 см / 16×7 см / 24×7 см

Описание

Повязка для закрытия ран Yafho стягивающая – специализированное стерильное адгезивное устройство, предназначенное для атравматичного сведения краев ран и их надежной фиксации. Изделие является эффективной альтернативой традиционным швам при лечении поверхностных повреждений, обеспечивая точную аппроксимацию краев, что способствует ускоренному заживлению и минимизации формирования рубцовой ткани.

Повязка изготовлена из мягкого, гибкого и воздухопроницаемого материала, что гарантирует комфорт пациента в течение всего периода ношения. Конструкция состоит из центральной клейкой части с неадгезивной подложкой, предотвращающей прилипание к раневому ложу. Изделие стерилизовано этиленоксидом (EO) и предназначено для однократного применения.

Показания к применению:

- раны небольшого и среднего размера, требующие сведения краев;
- повреждения, возникшие вследствие незначительных травм;
- послеоперационные хирургические разрезы;
- поверхностные раны, не характеризующиеся глубоким повреждением тканей или обильным кровотечением.

Варианты исполнения

Артикул	Размер
602001	1.2×7 см
602002	2×9 см
602004	4×7 см
602003	6×7 см
602005	8×7 см
602006	16×7 см
602007	24×7 см