


Повязка гидрогелевая Yafho Hydrogel Dressing

ИМ-7.118795

повязка, хирургический, противоположный,
стерильный, основа гидрогель

Yafho Bio-Technology, Китай



Характеристики

Исполнение	повязка
Тип	хирургический
Противоположный	Да
Вид	стерильный
Основа	гидрогель

Описание

Повязка Yafho Hydrogel Dressing – стерильное адгезивное гидрогелевое покрытие, разработанное для эффективного лечения ран в различных фазах заживления. Основу изделия составляет гидрогелевая матрица с высоким содержанием воды и глицерина, защищенная полупроницаемой полиуретановой пленкой. Повязка поддерживает стабильно влажную среду в ране, стимулирует процессы аутолитической санации (очистки) и облегчает болевой синдром благодаря мягкому охлаждающему эффекту.

Изделие представлено в двух модификациях:

1. **С адгезивной каймой** – для надежной самостоятельной фиксации
2. **Без каймы** – для использования под вторичные повязки или компрессионные средства.

Показания к применению:

- поверхностные ожоги и ожоги второй степени;
- диабетические язвы и пролежни;
- раны с обнаженными тканями;
- послеоперационные и рваные раны;
- поверхностные повреждения кожи;
- раны в фазах грануляции и эпителизации.

Варианты исполнения и артикулы

Размер	С каймой	Без каймы
2.6×5.6 см	521010	–
4.5×7.5 см	521007	–
5×7 см	521001	–
5×7.5 см	521023	521202
6×10 см	521002	521201
6.5×9.5 см	521013	–
7.5×7.5 см	521003	–
10×10 см	521004	521205
12×14 см	521005	521214
15×20 см	521006	521209

Преимущества:

- прозрачность материала позволяет визуально контролировать состояние раны;
- высокое содержание влаги эффективно размягчает сухой некроз;
- атравматичность – повязка не повреждает грануляции при удалении;
- длительность ношения – может оставаться на ране до 7 дней;
- стерилизовано этиленоксидом (ЭО).