

Повязка глазная Yafho Eye Pad

ИМ-7.118795

повязка, глазной, стерильный, 5.0×7.5 см / 5.5×7.5 см /
5.8×8.3 см / 6.5×9.5 см

Yafho Bio-Technology, Китай



Характеристики

Исполнение	повязка
Тип	глазной
Вид	стерильный
Размер	5.0×7.5 см / 5.5×7.5 см / 5.8×8.3 см / 6.5×9.5 см

Описание

Глазная повязка Yafho Eye Pad – стерильное адгезивное изделие, предназначенное для использования при офтальмологических манипуляциях и в послеоперационном периоде. Повязка обеспечивает надежную защиту глаза, комфорт пациента и предотвращает микробное загрязнение области вмешательства.

Изделие подходит для применения в различных клинических условиях, включая защиту глаза во время хирургических операций, послеоперационное восстановление и профилактику инфекций.

Основные особенности:

- Мягкий абсорбирующий материал основы обеспечивает эффективную защиту и комфорт при контакте с кожей.
- Гипоаллергенная клейкая кромка гарантирует надежную фиксацию повязки вокруг глаза без риска возникновения раздражения.
- Дополнительный нетканый покровный слой увеличивает долговечность изделия и предотвращает протекание экссудата.
- Повязка стерилизована этиленоксидом (ЭО).
- Срок годности составляет 3 года.

Размеры

Артикул	Размер
610302	5.8×8.3 см
610303	6.5×9.5 см
611307	5×7.5 см
611308	5.5×7.5 см