

Пластырь-повязка Veromed Verotape

ИМ-7.104037 до 12.05.2021

повязка, хирургический, для катетеров, стерильный,
основа нетканая, 6×8 см, паропроницаемый,
гипоаллергенный, в упаковке 50 шт.

Beromed GmbH Hospital Products, Германия



Характеристики

Исполнение	повязка
Тип	хирургический
Для катетеров	Да
Вид	стерильный
Основа	нетканая
Размер	6×8 см
Паропроницаемый	Да
Гипоаллергенный	Да
Количество в упаковке	50 шт.

Дополнительные характеристики

Пластырь для фиксации внутривенных катетеров «Verotape».

Описание:

- стерильный
- изготовлена из мягкого нетканого «дышащего» материала белого цвета
- U-образный вырез для дополнительного порта катетера
- используется гипоаллергенный клей медицинского назначения
- наличие гигроскопичной подушечки для места пункции кожи
- легкость в применении и надежная фиксация
- не оставляет следов на коже

Количество в упаковке: 50 шт. Транспортная упаковка - 3600 шт.

Срок годности: 5 лет.