


Повязка медицинская стерильная D4

ИМ-7.7569/2109

полиэфир, стерильная, 5×7 см / 6×10 см / 10×10 см / 10×20 см

Радмедтех ОДО, Беларусь



Характеристики

Материал	полиэфир
Стерильная	Да
Размер	5×7 см / 6×10 см / 10×10 см / 10×20 см

Дополнительные характеристики

Структура повязки Д4 состоит из полиэфирной сетки, пропитана нейтральной гидрофобной мазевой массой одноразового применения.

Применяется для: обработки свежих и хронических плоскостных ран. Применяется при локализации ран у пациентов с высокой чувствительностью к фармакологическим препаратам.

Используется в лечебных учреждениях в качестве расходных материалов и в бытовых условиях.

Повязка эластична при применении.

Является **стерильным** изделием медицинского назначения.

Не прилипает к ране.

Предохраняет эпителий от быстрого высыхания.

Способствует заживлению сухих и слабоэкссудирующих ран.

Воздухопроницаемая.

Секретопроницаемая.