

## Повязка пленочная Yafho с подушечкой и бумажной рамкой

ИМ-7.118795

повязка, хирургический, стерильный, основа пленочная

Yafho Bio-Technology, Китай



### Характеристики

---

Исполнение	повязка
Тип	хирургический
Вид	стерильный
Основа	пленочная

### Описание

---

**Повязка Yafho на пленочной основе с адсорбирующей подушечкой и бумажной рамкой** – стерильное самоклеящееся раневое покрытие, предназначенное для лечения повреждений с незначительной или умеренной степенью экссудации. Изделие сочетает в себе защитные свойства прозрачной полиуретановой пленки и абсорбирующую способность центральной подушечки, что обеспечивает оптимальные условия для заживления в условиях контролируемой влажности.

Основу повязки составляет высокопроницаемая полиуретановая пленка, которая выполняет функцию водонепроницаемого барьера, защищая рану от внешнего загрязнения и бактерий, при этом позволяя коже «дышать». Наличие специальной бумажной рамки по периметру значительно облегчает процесс наложения повязки, позволяя точно позиционировать её на раневой поверхности.

### Показания к применению:

- послеоперационные раны и чистые хирургические разрезы;
- поверхностные и неинфицированные острые или хронические раны;
- поверхностные ожоги 2-й степени;
- ссадины, разрывы и другие механические повреждения кожи;
- поверхностные пролежни.

## Размеры

Артикул	Размер
622048	5×7 см
622208	6×10 см
622210	9×10 см
622211	9×10.5 см
622215	9×15 см
622220	9×20 см
622225	9×25 см
622235	9×35 см