

Повязка силиконовая пенная Yafho Silicel

ИМ-7.118795

повязка, хирургический, противопрлежневый,
стерильный, основа силикон, 8×8 см / 10×10 см /
12.5×12.5 см / 19.8×14 см / 17.5×17.5 см / 20×16.9 см /
24×21.5 см

Yafho Bio-Technology, Китай



Характеристики

Исполнение	повязка
Тип	хирургический
Противопрлежневый	Да
Вид	стерильный
Основа	силикон
Размер	8×8 см / 10×10 см / 12.5×12.5 см / 19.8×14 см / 17.5×17.5 см / 20×16.9 см / 24×21.5 см

Описание

Повязка Yafho Silicel – стерильное адгезивное изделие, представляющее собой силиконовую пенную гидроволоконную повязку с высокой абсорбирующей способностью. В основе изделия лежат волокна карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ), которые при контакте с экссудатом трансформируются в мягкий прозрачный гель. Это позволяет поддерживать оптимальную влажную среду, способствует аутолитическому очищению раневого ложа и ускоряет процесс заживления.

Повязка стерилизована этиленоксидом (ЭО) и предназначена для одноразового использования в клинических и амбулаторных условиях.

Область применения:

- лечение хронических ран с умеренной и обильной экссудацией (пролежни, диабетические язвы, венозные язвы);
- уход за послеоперационными ранами и хирургическими разрезами;
- травматические повреждения (ссадины, рваные раны);
- донорские участки кожи;
- поверхностные раны с небольшим кровотечением.

Основные преимущества:

- высокая сорбционная емкость обеспечивает эффективное управление экссудатом;
- атравматичная смена повязки благодаря гелеобразующим свойствам КМЦ;
- защита краев раны от мацерации;
- возможность использования в качестве тампонирующего материала (в виде турунд) для глубоких ран;
- длительный период ношения – до 7 дней в зависимости от состояния раны.

Варианты исполнения

Артикул	Размер
524002	8×8 см
524003	10×10 см
524004	12.5×12.5 см
524005	19.8×14 см
524001	17.5×17.5 см
524006	20×16.9 см
524007	24×21.5 см