

## Пояс для фиксации грудной клетки ПИО-36 (женский)

ИМ-7.5562/1504 до 24.08.2020

пояс, для позвоночника, застежка контакт / ремень-подхват, цвет белый

Белорусский протезно-ортопедический  
восстановительный центр РУП, Беларусь



### Характеристики

---

Тип	пояс
Назначение	для позвоночника
Фиксация	застежка контакт / ремень-подхват
Цвет	белый

### Дополнительные характеристики

---

Пояс для фиксации грудной клетки назначается при ушибах грудной клетки и грудного отдела позвоночника, межреберной невралгии и после оперативного лечения для ограничения подвижности грудной клетки. Изготавливаются пояса из эластичных лент и крепятся на теле с помощью застежки «контакт», дополнительная поддержка осуществляется с помощью плечевых ремней-подхватов. Изделие выпускается индивидуально или массово 6-ти типоразмеров.