

## Пояс радикулитный ПИО-21-01

ИМ-7.5433/2203

пояс, для позвоночника, застежка контакт, цвет белый / черный

Белорусский протезно-ортопедический  
восстановительный центр РУП, Беларусь



### Характеристики

---

Тип	пояс
Назначение	для позвоночника
Фиксация	застежка контакт
Цвет	белый / черный

### Дополнительные характеристики

---

Пояс радикулитный предусмотрен при повреждениях поясничного отдела позвоночника после оперативных вмешательств на межпозвонковых дисках без нарушения стабильности поясничного отдела позвоночника и т.д. Пояс изготавливается из эластичных лент различной ширины и крепится на теле с помощью застежки «велкро», что позволяет регулировать плотность прилегания. Для дополнительной жесткой фиксации спинки предусмотрены сменные металлические планшеты.