

Пояс радикулитный с мехом ПИО-21-05

ИМ-7.5433/2203

пояс, для позвоночника, застежка контакт / ремень-подхват, цвет белый / черный

Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр РУП, Беларусь



Характеристики

Тип	пояс
Назначение	для позвоночника
Фиксация	застежка контакт / ремень-подхват
Цвет	белый / черный

Дополнительные характеристики

Пояс радикулитный назначается при повреждении поясничного отдела позвоночника в случаях, не требующий иммобилизации жестким корсетом, после оперативных вмешательств на межпозвонковых дисках без нарушения стабильности поясничного отдела позвоночника. Рекомендуется носить пояс в период обострения, при физической нагрузке, по рекомендации врача-травматолога. Изделие изготавливается из лент эластичных различной ширины и крепится на теле с помощью застежки «контакт», что позволяет производить натяжение и регулировку объемного размера. Для дополнительной фиксации изделия предусмотрен ремень-подхват, который крепится на застежку «контакт». В зависимости от заболевания, по назначению врача, в изделии предусмотрены съемные планшеты. На спинке предусмотрена съемная деталь из меха, которая крепится на застежку «контакт».