

Предохранительная емкость EasySafe PLUS

ИМ-7.117318

защитная емкость, объем 50 мл

Flow Meter, Италия



Характеристики

Тип	защитная емкость
Объем емкости	50 мл

Описание

EasySafe PLUS – предохранительная ёмкость для применения в условиях «высокого расхода и высокого вакуума» при совместном использовании с **вакуумными регуляторами EasyVAC PLUS** и **аспирационными устройствами EasyAIR** «системы Вентури». Используется для защиты оборудования и установки, если переливной клапан в основной емкости не работает должным образом.

Объем

Защитный контейнер этого устройства имеет намеренно уменьшенную емкость (около 50 мл), чтобы даже небольшое присутствие жидкости могло немедленно активировать плавающий клапан для остановки аспирации.

- Изготовлен из полисульфона и полностью автоклавируемый (134°С - 18 мин.).
- Плавающий клапан перелива и корпус, предназначенный для установки антибактериального фильтра.
- Впускной патрубок с быстросъемным защелкивающимся кольцом, вращающийся на 360° коннектор выходного шланга пациента и система быстрой фиксации банки к крышке на 1/12 оборота.

Технические характеристики EasySafe PLUS

Система перелива	поплавковый клапан
Макс. вакуум	-950 мбар
Объем	50 мл
Соединение ПАЦИЕНТ	шланговый соединитель □8.0÷9.0 мм