

Предохранительная емкость EasySafe

ИМ-7.117318

защитная емкость, объем 50 мл

Flow Meter, Италия



Характеристики

Тип	защитная емкость
Объем емкости	50 мл

Описание

EasySafe – предохранительная ёмкость для применения в условиях «высокого расхода и высокого вакуума». Разработан для использования с **вакуумными регуляторами EASYVAC**, служит для защиты оборудования и установки, расположенной выше по потоку, в случае, если переливной клапан в основном контейнере не работает должным образом

Объем

Защитный контейнер этого устройства имеет намеренно уменьшенную емкость (около 50 мл), чтобы даже небольшое присутствие жидкости могло немедленно активировать плавающий клапан для остановки аспирации.

- Изготовлен из прочного и надежного технополимера (полисульфона).
- Автоклавирруется (134°C - 18 мин.).
- Плавающий клапан перелива и корпус, предназначенный для установки антибактериального фильтра.

Технические характеристики EasySafe

Система перелива	поплавковый клапан
Макс. вакуум	-950 мбар
Объем	50 мл
Соединение ПАЦИЕНТ	шланговый соединитель □8.0÷9.0 мм