

## Манекен-тренажер Laerdal Premature Anne

имитатор пациента, для сердечно-лёгочной реанимации, вес 0.435 кг

Laerdal, Норвегия



### Характеристики

---

Тип	имитатор пациента
Назначение	для сердечно-лёгочной реанимации
Режим работы	учебный
Вес	0.435 кг

### Дополнительные характеристики

---

Представляет собой симулятор недоношенного младенца со сроком гестации 25 недель и массой тела 435 гр. Более подробно в разделе Документация.