

Тонометр автоматический Microlife BP A2 Standard

ИМ-7.109247 до 22.12.2025

автоматический, осциллометрический, на плечо,
манжета 22-42 см, давление 20-280 мм рт. ст., пульс
40-200 уд./мин

MicroLife AG, Швейцария



Характеристики

Тип	автоматический
Метод измерения	осциллометрический
Манжета	на плечо
Размер манжеты	22-42 см
Диапазон давления	20-280 мм рт. ст.
Диапазон пульса	40-200 уд./мин
Размеры	120×87×59 мм
Вес	375 г
Комплектация	- основной блок / - манжета - размер М / - сетевой адаптер (опция) / - батарейки 4 шт. (Тип AA) / - руководство по эксплуатации на русском языке / - гарантийная карта

Описание

Характеристики:

- PAD-технология - диагностика аритмии;
- автоматическое отключение прибора;
- одновременное отображение давления и пульс;

Гарантия 11 лет.